



# Abri-Soft

Vodnik po izdelkih

NOVO  
pakiranje



Poiščite zaščitno podlogo, ki ustreza vašim potrebam in upoštevajte naslednje:

## 1. korak: Potrebna stopnja vpojnosti

Izberite predvideno področje uporabe in potrebno stopnjo vpojnosti:



|                                  |             |       |       |           |         |          |           |
|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----------|---------|----------|-----------|
| Dodatna zaščita pri inkontinenci | Ultra Light | Light |       | Superdry* |         | Premium* |           |
| Umivanje in higiena v postelji   |             |       | Basic |           | Classic |          |           |
| Oskrba ran                       | Ultra Light | Light | Basic | Superdry* | Classic | Premium  | Excellent |
| Operacije                        |             |       | Basic | Superdry* |         | Premium  |           |
| Porod                            |             |       |       | Superdry* | Classic | Premium  | Excellent |
| Pregledi in ambulantna uporaba   | Ultra Light | Light | Basic |           | Classic |          |           |
| Krvne preiskave                  | Ultra Light |       |       |           |         |          |           |

## 2. korak: Vpojnost in velikost

Izberite izdelek in želeno velikost:



|                   |                      |                   |                 |                    |                 |                   |                 |
|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Velikost 60x90 cm | 1000017869<br>800 ml | 254118<br>1250 ml | 4118<br>1700 ml | 254123<br>1500 ml* | 4123<br>2200 ml | 254127<br>4500 ml | 4109<br>2900 ml |
| Velikost 60x75 cm |                      |                   |                 | 254122<br>1200 ml  | 4122<br>1700 ml |                   |                 |
| Velikost 60x60 cm | 1000017868<br>700 ml | 254117<br>850 ml  | 4117<br>1000 ml | 254119<br>1000 ml* | 4119<br>1300 ml |                   |                 |
| Velikost 40x60 cm | 1000017876<br>650ml  | 254116<br>700 ml  | 4116<br>800 ml  | 254115<br>800 ml*  | 4115<br>900 ml  |                   |                 |

\* Vsebuje SAP (super vpojni polimer). SAP spremeni tekočino v gel in ohranja površino podloge dlje časa suho. Izdelki, ki vsebujejo SAP, so priporočljivi za vse vrste uporabe, pri katerih mora površina ostati dlje časa suha.

Za nadaljnja navodila in pri iskanju prave podloge za svoje potrebe obiščite:

[www.abena-helpi.si/nega-in-oskrba/zascita-postelje](http://www.abena-helpi.si/nega-in-oskrba/zascita-postelje)